



VISO  
e  
CORPO!



# ENDOTECH PRO

AZIONI SINERGICHE PER GRANDI RISULTATI



# TECNOLOGIA MULTIFUNZIONE



## *Modellamento di viso e corpo*

ENDOTECH PRO è un sistema professionale di nuova generazione pensato per rimodellare il corpo e migliorare visibilmente la qualità della pelle, in modo efficace, sicuro e personalizzato.

Grazie a manipoli specifici e selezionabili, ENDOTECH PRO consente un'azione mirata o globale, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni area del corpo: **addome, fianchi, glutei, gambe e braccia**. I risultati sono apprezzabili già dalle prime sedute, con una pelle più compatta, levigata e uniforme.

Il trattamento è ideale per contrastare:

- **RITENZIONE IDRICA E GONFIORE**
- **INestetismi DELLA CELLULITE EDEMATOSA E FIBROSA**
- **ADIPE LOCALIZZATA**
- **RILASSAMENTO CUTANEO**

ENDOTECH PRO non si limita al corpo: è anche un prezioso alleato per il viso, dove aiuta a contrastare atonia e segni del tempo, favorendo la detossinazione e il drenaggio cutaneo. Il risultato è una pelle visibilmente più tonica, luminosa e vitale.

NON INVASIVA



SICURA ED EFFICACE



BENEFICI CONTINUATIVI



GRADEVOLE



# 4

## MANIPOLI

2 VISO E 2 CORPO

*Per personalizzare il percorso di trattamenti e ottenere risultati mirati*

### 2 MANIPOLI A SFERE ROTANTI

*che generano microvibrazioni a compressione meccanica*



### 2 MANIPOLI «ROTANTI» CON ASPIRAZIONE

*che simulano un massaggio connettivale profondo per viso e corpo*



# MANIPOLO A SFERE

## VISO E CORPO

La «vibrazione» data dal movimento push pull delle sfere (verso destra o verso sinistra), mima la funzione del **massaggio Tapping Estetico**, eseguito con percussioni leggere, ritmate e superficiali che hanno una funzione stimolante, tonificante e rivitalizzante. Il risultato è un'azione che consente di lavorare simultaneamente su quattro fronti:

### STIMOLAZIONE CUTANEA

Attiva i meccanocettori della pelle, migliora la reattività dei tessuti, favorisce il rinnovamento cellulare, la pelle appare più "viva" e luminosa.

### MICROCIRCOLAZIONE

Induce una vasodilatazione superficiale.  
Aumenta l'apporto di ossigeno e nutrienti. Favorisce l'eliminazione delle tossine.  
Effetto immediato: pelle rosata e tonica.

### TONO MUSCOLARE SUPERFICIALE

Stimola i muscoli cutanei e sottocutanei. Migliora: compattezza, tonicità e sostegno dei tessuti. Utile su zone soggette a rilassamento.

### SISTEMA NERVOSO

Ha un effetto rivitalizzante ed energizzante.



CORPO



VISO

*Microvibrazione  
di compressione  
meccanica*

VANTAGGIO:

Nessuno sforzo per l'operatrice



CORPO



VISO

# Infrarossi

Contemporaneamente al massaggio con le sfere, vengono erogati gli Infrarossi per sviluppare un'azione sinergica. L'IR è una porzione dello spettro elettromagnetico con lunghezze d'onda tra circa 780 e 2500 nm ed è usato in alcuni trattamenti estetici non invasivi per migliorare l'aspetto della pelle e degli inestetismi corporei.

- ① **Miglioramento della lassità cutanea** (effetto lifting non invasivo): penetra in profondità nel derma e riscalda le fibre di collagene. Questo calore può causare contrazione temporanea delle fibre di collagene (effetto tensore immediato), stimolazione dei fibroblasti e nuova produzione di collagene.
- ② **Riduzione della cellulite\*\*** (effetto indiretto): non distrugge il grasso, ma può migliorare l'aspetto della cellulite\*\* grazie ad un miglioramento del microcircolo, alla stimolazione del metabolismo locale e ad un aumento della temperatura nei tessuti con conseguente drenaggio linfatico.
- ③ **Riduzione temporanea di edema e ritenzione idrica**: la vasodilatazione locale e l'attivazione del drenaggio linfatico possono ridurre gonfiore, ristagni ed edemi lievi.

**Si assiste quindi ad un miglioramento generale della texture cutanea.**

## *Benefici per il corpo*

PELLE PIÙ **TONICA E COMPATTA**



**OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI  
E STIMOLAZIONE DELLA  
CIRCOLAZIONE**



ASPETTO PIÙ **LUMINOSO**



**LEGGEREZZA ED ENERGIA**



**DRENAGGIO DEI LIQUIDI  
IN ECCESSO**



MIGLIORE **ASSORBIMENTO  
DEI COSMETICI**

## *Benefici per il viso*

PELLE PIÙ **TONICA E UNIFORME**



**OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI  
E STIMOLAZIONE DELLA  
CIRCOLAZIONE**



ASPETTO PIÙ **LUMINOSO E GIOVANE**



SEGNI DI STANCHEZZA **MINIMIZZATI**



INCARNATO **RAVVIVATO  
E CONTORNI DEL VISO RIDEFINITI**



MIGLIORE **ASSORBIMENTO  
DEI COSMETICI**

\*\* inestetismi della cellulite

# MANIPOLO VACUUM

## VISO E CORPO

*Radiofrequenza*

*Vacuum*

*Rotazione meccanica  
da 10° a 180°*

solo sul manipolo corpo

**MANIPOLO  
CORPO**

Touchscreen da 5"



—● Testina grande per addome, glutei, schiena



—● Testina piccola per braccia e gambe

L'azione sinergica di vacuum, rotazione e radiofrequenza, utilizzati localmente, portano una serie di benefici estetici:

**MIGLIORE ELASTICITÀ DELLA PELLE**

**TESSUTI PIÙ MORBIDI E MENO FIBROTICI**

**RIDUZIONE DELL'ASPETTO  
"A BUCCIA D'ARANCIA"**

**MIGLIORE OSSIGENAZIONE CUTANEA**

**PELLE PIÙ TONICA E LEVIGATA**

**RIDEFINIZIONE DEI CONTORNI DEL CORPO**

La radiofrequenza è una tecnica non invasiva utilizzata in medicina estetica per migliorare la qualità della pelle, ridurre i segni dell'invecchiamento e trattare la lassità cutanea. Il meccanismo d'azione della radiofrequenza si basa sulla generazione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza (400 kHz 1,5 MHz) attraverso un manipolo applicato sulla pelle. Gli effetti prodotti da questo campo elettromagnetico sono i seguenti:

### **RISCALDAMENTO DEI TESSUTI**

Le onde elettromagnetiche penetrano nella pelle e interagiscono con i tessuti ricchi di acqua e collagene. L'attrito generato dalle molecole d'acqua produce calore controllato, che può raggiungere temperature diverse all'interno dei vari strati cutanei.

### **STIMOLAZIONE DEL COLLAGENE**

Il calore provoca la denaturazione controllata delle fibre di collagene, causando una contrazione immediata delle stesse. A lungo termine, il calore stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene ed elastina, migliorando la tonicità e l'elasticità della pelle.

### **EFFETTI SECONDARI E COADIUVANTI SUI TESSUTI ADIPOSИ**

Nelle aree in cui vi è la presenza di adipe sottocutaneo, il riscaldamento endogeno prodotto e la migliore vascolarizzazione ed ossigenazione partecipano attivamente sul rimodellamento della figura.

**NB: IL MANIPOLO VA UTILIZZATO LOCALMENTE SOLO DOPO AVER PREPARATO IL TESSUTO CON IL MANIPOLO A SFERE E NON VA UTILIZZATO SU TESSUTI INFIAMMATI**

La funzione del vacuum sinergizzata alla rotazione dei manipoli corpo mima le azioni del massaggio connettivale che agisce in modo riflesso e profondo sul tessuto connettivo sottocutaneo con l'obiettivo di migliorare la qualità dei tessuti, la circolazione e il trofismo cutaneo.

- 1 STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO** (azione riflessa): le manovre agiscono sui meccanocettori e nocicettori del connettivo, lo stimolo raggiunge il sistema nervoso centrale e si attivano riflessi neurovegetativi. L'effetto principale è il riequilibrio del sistema nervoso autonomo e il miglioramento della risposta vascolare.
- 2 Azione sul tessuto connettivo:** mobilizza il connettivo sottocutaneo, riducendo rigidità, aderenze, ispessimenti. Migliora la scorrevolezza dei piani tissutali e il tessuto diventa più elastico e reattivo.
- 3 Miglioramento della microcircolazione:** stimola la vasodilatazione, aumentando l'apporto di ossigeno e nutrienti. Favorisce l'eliminazione delle scorie metaboliche. Effetto visibile: pelle più rosea ed elastica.
- 4 STIMOLAZIONE DEL SISTEMA LINFATICO:** favorisce il drenaggio dei liquidi e riduce ristagni, gonfiori ed edema sottocutaneo.
- 5 EFFETTO SUL METABOLISMO TISSUTALE:** riattiva gli scambi cellulari, migliora il trofismo cutaneo e stimola l'attività dei fibroblasti. La pelle appare più compatta, uniforme e vitale.

## VACUUM VISO e i suoi benefici

### DRENAGGIO LINFATICO

La suzione delicata attiva il flusso linfatico, il liquido in eccesso viene mobilizzato e si assiste ad una riduzione del gonfiore al viso, ad una diminuzione delle "borse" sotto gli occhi e a un miglioramento della ritenzione idrica del volto.

### MIGLIORAMENTO DELLA MICROCIRCOLAZIONE

Il vacuum aumenta l'afflusso sanguigno superficiale, donando un incarnato più rosato e uniforme, una pelle più luminosa e una migliore ossigenazione dei tessuti.

### EFFETTO LIFTING LEGGERO E TONIFICAZIONE DEI TESSUTI

Il sollevamento meccanico stimola i fibroblasti e la produzione naturale di collagene ed elastina. Questo può portare, nel tempo, ad avere una pelle più compatta e un lieve effetto rassodante.

### MIGLIORAMENTO DI RUGHE SOTTILI (INDIRETTAMENTE)

Il vacuum non "riempie" la ruga, ma aumenta il flusso sanguigno e migliora elasticità e idratazione. Le rughe superficiali possono apparire meno evidenti.

### MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PELLE

La stimolazione meccanica può favorire una migliore nutrizione dei tessuti, l'eliminazione di tossine e una pelle visivamente più sana e fresca.

Touchscreen da 2.8"



**MANIPOLO  
VISO**

# I PUNTI DI FORZA DI *ENTOTECH PRO*

La tecnologia, dopo una formazione approfondita, è in grado di riprodurre massaggi manuali molto profondi ed efficaci, senza sforzo per l'operatore ed enfatizzarne i risultati grazie a tecnologie accessorie come **IR** e **Radiofrequenza**.

- ✱ *I manipoli a rulli possono trattare, già da soli, sia tutto il corpo che il viso, senza sforzo per l'operatrice.*
- ✱ *L'aggiunta dei manipoli con massaggio vacuum, permette di trattare con successo le aree localizzate con gli inestetismi più resistenti e ostici da eliminare.*

## Caratteristiche tecniche generali

Radiofrequenza	1.000 KHz
Vacuum	10-80KPA
Angolo di rotazione manipolo rotante	10-180°
Velocità manipolo rotante grande	450rpm
Velocità manipolo rotante piccolo	410rpm
Fusibili	5A
Potenza assorbita	400W max
Volt	AC110V~ 220V+10%, 50Hz- 60Hz

Le tecnologie integrate nell'apparecchio ENDO TECH PRO rientrano nelle seguenti schede tecnico informative del **Decreto n°206 del 15 Ottobre 2015**:

- Scheda n°13a e 13b - Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Scheda n° 14 - Apparecchi per massaggio con aspirazione non superiore a 80 kPa;
- Scheda n° 6b e 6c - Apparecchi per massaggi.



Tecnologia rivenduta da *Interbeauty Srl*  
Via Friuli, 11  
24040 Dalmine (BG)  
Tel. 035379015 · [www.interbeauty.it](http://www.interbeauty.it)